



L'imprimante Adam est une imprimante thermique compacte qui convient idéalement à une utilisation avec la gamme de balances Adam.

L'imprimante est contrôlée directement à partir de la balance et est fournie avec un connecteur RS-232 qui lui permet d'être directement reliée aux balances. Comme une imprimante à usage général elle peut être utilisée avec n'importe quelle interface RS-232.

L'imprimante Adam va également enregistrer les détails complets d'étalonnage conforme aux principes BPL lorsqu'elles sont utilisées avec les balances Adam. Lorsqu'elle est utilisée avec l'analyseur d'humidité PMB, l'imprimante enregistre le % de perte de poids à chaque intervalle présélectionné, et à l'issue du test imprime un enregistrement des paramètres d'essai.

Alimentation	8.5 à 14VDC ou 7 à 10VAC depuis l'adaptateur 15 watts lors de l'impression 3 watts en veille
Alimentation secteur	Exige 230VAC 50/60Hz
Environnement	35°C à 52°C 10% à 80% d'humidité, pas de condensation
Dimensions totales	160mm x 130mm x 45mm
Poids net	0.5kg

Accessoires

- Article No. 9192 - Papier thermique de remplacement (paquet de 5)